

医療機関・薬局向け
顔認証付きカードリーダー
ご紹介資料

2021年 2月 20日

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

当社端末のご紹介

① 医療機関、薬局等の受付を考慮したデザイン

高齢者にも見やすい7インチ大画面 / 車椅子での利用にも配慮した設計




受付台の高さ、車椅子も考慮し
顔認証の使いやすさを知り尽くした
顔認証カメラ配置設計

縦型なので大きく表示で見やすい
縦型7インチタッチパネル

ぽんっとカードを差し込むだけで
自然に読み取り位置へ

受付台を有効活用できる
省スペース設計




家電メーカーだからできる“**使いやすさ**”を熟知した設計

操作画面デザインの例

○×○×○×○×
○×○×○×○×病院

マイナンバーカードを
置いてください



医療機関名を
入力可能

本人が確認します

確認する方法を
選んでください

× 中止する

🔒 暗証番号で

👤 顔で

主に操作するボタンを下部に配置

過去の情報を
利用いたします

過去のお薬情報を当機関に提
供することに同意しますか。
この情報はあなたの診察や健
康管理のために使用します。


同意しない

同意する

✓


番号 花子 様

カードを取り出して
待合室でお待ちください



高額療養費制度を利用

顔を枠内に
入れてください



確実に認証するた
めのガイドを表示

4桁の暗証番号を
入力してください

● ○ ○ ○

1

2

3

4

5

6

7

8

9

取消


0

クリア

2パターンの表示方法


完了しました

カードを取り出して
待合室でお待ちください



! カード取り忘れ


カードを取り出してくだ
さい




アラーム時は反転表示
で目立つように

転倒防止の工夫



- 操作部を画面下部にデザイン
- 低重心設計



- 滑り止めゴム



※製品版は、側面の通気口はなくなります




ほぼ、ぐらつきなし

市販の転倒防止ジェル等を付けることで、さらに動きにくくなります

接続ケーブルの種類

USBケーブル

USB3.0対応（3 m、本体に添付）



電源ケーブル

ACアダプタ+ACケーブル（3 m、本体に添付）



しっかりと固定することで
落下防止にもつながります



※製品版は、側面の通気口はなくなります

すっきりとしたデザイン、美観にも配慮しました

② 世界最高水準のPanasonic 顔認証技術
マスクや眼鏡を付けたままでも認証OK/ 空港・オフィスで1日10万人の利用実績

Panasonicの顔認証技術は、世界最高水準の性能を実現

NIST「The IJB-A Face Verification Challenge Performance Report」にて、
1対1 認証方式にて世界最高水準の性能を実現（2017） NIST: National Institute of Standards and Technology



出典：2017年 NIST公式レポート
The IJB-A Face Verification
Challenge Performance Report

ここが！ 他社とは違います

様々なところで採用された実績が示す
信頼ある顔認証技術



スムーズで高速な顔認証



マスク着用にも対応



空港、アミューズメント施設での豊富な実績

③ 操作方法を画面表示やアラームでお知らせ

大切な個人情報（マイナンバーカード）の置き忘れ通知機能 / カードの表裏の置き間違いを検知可能

細かな使い勝手を徹底考慮
上下逆置きでも読み取り可能



上下の逆置きでも読み取り可能、
裏表の置き間違いはアラームでお知らせ

お知らせ機能で安心
大切な個人情報を守ります

マイナンバーカード置き忘れ通知機能



カードの置き忘れを音と表示でお知らせする
アラーム機能つき

ここが！ 他社とは違います

④ 安全面にも配慮した設計

手袋でも画面操作可能（ウィルス対策）/ 電源 ON・OFF はリモート操作でいたずら防止


ここが！ 他社とは違います

気になる方にも安心してお使いいただける
手袋対応タッチパネル



pointx タッチパネルの操作は
手袋着用でも可能

Panasonic製カードリーダー端末の保守・サポート体制



ここが！ 他社とは違います

高品質の製品を安心にご利用頂くため
5年間の無償修理保証

修理受付後に代替機を準備、送料も弊社負担
先出し送り返修

設置方法・保守対応・営業相談などに対応する
コールセンター開設

● Panasonic製品紹介サイト <https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_onlineinfo>

トップページ



■ 製品紹介ビデオ



■ 関連資料ダウンロード

- ・カタログ
- ・取扱説明書（準備編、本体編）

■ サポート情報

- ・故障かなと思ったら（FAQ）
- ・動作検証済の資格確認端末PCを掲載

● お問合せ先

パナソニック システムお客様ご相談センター

☎ 0120-878-410 受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日は受付のみ）

※上記製品紹介サイトからもお問い合わせページがございます。

本日は、ご清聴ありがとうございました。

Panasonic

BUSINESS